

400 celic za aktiviranje

Pri HypoxiDermology HD 400 nadomesti terapevta (pri ročni limfni drenaži) 400 visoko učinkovitih celic za aktiviranje. Te celice delujejo na kožo trebuha, zadnjice in stegen.

Delovanje v dveh fazah

V 1. fazi skrbi podtlak za visoko učinkovit vlek, ki vleče hranila in tekočine v zunanje kožno tkivo.


V 2. fazi blag nadtlak požene tekočine in celične odpadke iz zunanega kožnega tkiva v telesni obtok.



Ta postopek se skozi potek terapije stalno ponavlja.

1. faza



2. faza



 maščobno tkivo  mišica

Redno učvrščevanje

Kakor mišice, lahko tudi kožo treniramo. Reden trening kože s pravo intenzivnostjo in zadosti dolgo, prav tako vodi do večje čvrstosti.

V preteklosti je bil trening kože možen samo z uporabo zahtevnega postopka s pomočjo ventuz. Ampak časi so se spremenili.



Zagotovljen uspeh

HypoxiDermology HD 400 je tehnična nadgradnja stoletja starega postopka naravnega zdravilstva, ki hitro in nežno vodi do prepričljivih rezultatov. Tesno sodelovanje uporabnikov, podjetja in lastnega razvoja pa pri tem zagotavlja stalno izpopolnjevanje HypoxiDermology HD 400. Neskončno število primerov po vsej Evropi so jasen dokaz za uspešnost te metode.

www.hypoxi.si

HypoxiDermology HD 400

Nova moč za čvrsto kožo

Hypoxi je blagovna znamka podjetja Hypoxi Produktions- und Vertriebs-GmbH, Alpenstraße 54, 5020 Salzburg.

www.hypoxi.si

HYPOXI

Telo po meri

Trenirajte vašo kožo. s HypoxiDermology HD 400

Napeta, gladka koža, brez izboklin – o tem sanja večina žensk. Hypoxi vam omogoča, da se ohlapni koži in popuščanju njene elastičnosti učinkovito uprete.



Udobna pot do napete kože:
Revolucionarna HypoxiDermology
HD 400 krepi vašo kožo, medtem
ko vi počivate in se sproščate.

HypoxiDermology HD 400: naraven način, ki ga je izpopolnil Hypoxi.

Hypoxi je za 21. stoletje nadaljeval razvoj naravno
zdravilne ročne limfne drenaže z najmodernejšo
tehniko.




Minimalen vložek ...

HypoxiDermology HD 400 je najprijetnejši način za izboljšanje postave in hkrati za popolno sprostitev, saj vaša koža trenira brez vašega sodelovanja. Zahvaljujoč 400 celicam, ki tkivo aktivirajo, se trening odvija tam, kjer je to potrebno: na koži.

20 minut je dovolj

HypoxiDermology HD 400 deluje na vsak dotični predel kože 200-krat dlje kakor pri ročni limfni drenaži. S tem se pokaže optimalno delovanje že po 20-minutni uporabi.



Takole deluje HypoxiDermology HD 400: Izmenjevanje nadtlaka in podtlaka premika kožo in črpa kisik kot tudi s hranili bogato kri v tkivo. Koža se temu načinu treninga prilagodi tako, da postaja močnejša in čvrstejša. Strupene snovi se »odpeljejo«. Koža postane prožnejša, presnova se pospeši in maščobno tkivo se aktivira.

... maksimalen učinek.

Učinek pri oblikovanju postave je edinstven. Že po nekaj uporabah bodo vidne bistvene izboljšave izgleda kože.



Učvrstitev kože

Stalen vlek in pritisk kože razteguje in krajša prožna vlakna veznega tkiva kože, ki s tem postajajo močnejša in bolj napeta. Koža s tem postaja močnejša in bolj napeta.

Vzbujanje presnove

Ritmično menjavanje nadtlaka in podtlaka črpa visoko vredna hranila in kisik v tkivo. Posledica je pospešena celična presnova tako v kožnem kot tudi v maščobnem tkivu.

Limfna drenaža vključena

Blag pritisk povzroča »odvoz« tekočine in strupov iz tkiva. Koža se razbremeni, limfa je vzpodbujena k pospešenemu delovanju.